

CENTRIFUGA R-5D

CAPACITA'
MASSIMA



12 X 15 ml

VELOCITA'
MASSIMA



5.250 giri/min



IDEALE PER:

SCUOLE E LABORATORI
REPARTI DI PRODUZIONE
LABORATORI DI CONTROLLO
TEST E ANALISI DI ROUTINE

CARATTERISTICHE

- Fornita completa con:
 - rotore R-83A 12 x15 ml ad angolo fisso;
 - 12 portaprovette in acciaio;
 - provette in plastica da 15ml.
- Display digitale luminoso
- Controllo sbilanciamento carico con avviso acustico e luminoso
- Camera di centrifugazione in acciaio inox di facile accessibilità
- Interfaccia intuitiva di semplice lettura
- Bloccaggio automatico del coperchio
- Motore a induzione senza spazzole , silenzioso e esente da manutenzione
(garantisce un ambiente di lavoro sano e sicuro poichè privo di depositi carboniosi)
- Costruzione estremamente compatta con materiali di qualità per una lunga durata di esercizio
- Dimensioni contenute per ottimizzare lo spazio sui banchi di laboratorio



Centrifuga R-5D

SCHEDA TECNICA

Capacità	12 x 15 ml
Velocità massima	5.250 giri/min
RCF massima	4.280 x g
Timer	da 1 a 99 min o continuo
Tipo di frenata	Rapida o lenta
Sistema di trasmissione	Diretto
Tipo di motore	Induzione senza spazzole
Rumorosità	53 dB
Tensione di alimentazione	220 V $\pm$ 10% – 50 Hz -250 W

Direttive standard	2014/35/EU 2014/30/EU 2015/863 2006/42/EC IEC 61010-1:2010+A1:2016 IEC 61010-2-020:2016 IEC 61326-1:2012 IEC 61010-2-120:2016
---------------------------	--

Dimensioni (H x L x P)	290 x 320 x 440 mm
-------------------------------	--------------------

Peso	18,5 Kg
-------------	---------

Centrifuga R-5D

Completa di rotore R-83A 12
x15 ml ad angolo fisso e 12
portaprovette in acciaio con
provette in plastica da 15 ml

40000062



Rotore R-83 A



ROTORE E PROVETTE DI RICAMBIO

codice

40000272	Rotore R-83A + provette e portaprovette
40000402	Portaprovetta in metallo + provetta tipo Falcon 15 ml
40000422	Portaprovetta 15-P in metallo + provetta in plastica 15 ml
40000682	Adattatore per provette da 5/7 ml a fondo sferico ($\varnothing$ x L) 13x75 e 13x100 mm

GARANZIA
2
ANNI

Distribuito da

GIORGIO BORMAC
s.r.l.



EU Designed
Made in India

